



**Hersteller:**  
Bauer-Walser AG  
Bunsenstr a e 4-6  
75210 Keltern

**Vertrieb:**  
m&k gmbh  
Im Camisch 49  
07768 Kahla

**m&k**  
**dental**  
**Jena**  
*Spezielle Dental-Produkte*

## Jenador 1 Pd-frei

**CE 0123**

Typ: hochgoldhaltige Dentalgusslegierung, Typ 1 (weich),  
gem. DIN EN ISO 22674

Farbe: gelb

Indikation:	Inlays, Onlays	:	x
	Kronen	:	x
	kleine Br�ucken	:	
	Br�ucken jeder physiol. Spannweite	:	
	Fr�s-, Konus-, Geschiebearbeiten	:	
	Modellguss	:	
	Klammern, Stifte, Riegelachsen	:	

Massenanteile: Au 83,3 ; Ag 10,0 ; Cu 6,7

(in %)

Dichte: 16,63 g/cm<sup>3</sup>

Vickersh arte: s - 90

HV5/30

0,2%Dehngrenze: s - 170

(N/mm<sup>2</sup>)

Bruchdehnung in %: s - 30

E-Modul in GPa: 100

Schmelzintervall: 940  C - 970  C

Vorw armtemp.: 700  C

Gie temp.: 1120  C

Tiegel: Graphit/Keramik

Aush arten: Nicht aush artbar

geeignete Lote: Jenalot 800

Jenalot 750

s-selbstausgeh artet