



Hersteller:
Bauer-Walser AG
Bunsenstr a e 4-6
75210 Keltern

Vertrieb:
m&k gmbh
Im Camisch 49
07768 Kahla

m&k
dental
Jena
Spezielle Dental-Produkte

Jenador 11

Pd-Cu-frei

CE 0123

Typ: hochgoldhaltige Dentalgusslegierung auf Goldbasis, Typ 3 (hart),
nach DIN EN ISO 22674 Zahnheilkunde

Farbe: gelb

Indikation:	Inlays, Onlays	:	x
	Kronen	:	x
	kleine Br�ucken	:	x
	Br�ucken jeder physiol. Spannweite	:	
	Fr�as-, Konus-, Geschiebearbeiten	:	
	Modellguss	:	
	Klammern, Stifte, Riegelachsen	:	

Massenanteile:	Au 87,9
(in %)	Pt 4,0
	Ag 5,0
	Zn 3,0
	Ir 0,1

Dichte:	17,7 g/cm ³
Vickersh�arte:	s - 160
HV5/30	
0,2%Dehngrenze:	s - 360
(N/mm ²)	
Bruchdehnung in %:	s - 9
E-Modul in GPa:	100
Schmelzintervall:	940 °C - 1020°C

Vorw�armtemp.:	700 °C
Gie�temp.:	1170 °C
Tiegel:	Graphit
Aush�arten:	Nicht aush�artbar

geeignete Lote:	Jenalot 800
	Jenalot 750

s-selbstaush arend