

 **Hersteller:**
Bauer-Walser AG
Bunsenstr a e 4-6
75210 Keltern

Vertrieb:
m&k gmbh
Im Camisch 49
07768 Kahla *Spezielle Dental-Produkte*



Zusammensetzung Lote CE 0123

Anteile in Massen-%

nach DIN EN ISO 9333 Zahnheilkunde-Hartlote

Name	Arbeits- temperatur °C	Farbe	Au	Pd	Pt	Ir	Ru	Ag	Cu	Zn	Sn	In	Fe	Ni	Indikation
Jenalot 960	950	gelb	80,0		0,45	0,05		15,5		4,0					Vor-Brand-Lot LFC-Legierungen Verbindungslot Gu�legierungen
Jenalot 880	880	gelb	80,0		2,0	0,1		11,4		6,5					Vor-Brand-Lot LFC-Legierungen
Jenalot 850	850	gelb	72,0	0,9	2,0			10,5	9,2	5,4					Verbindungslot Gu�legierungen
Jenalot 800	800	gelb	72,0	1,0	1,9			8,6	7,1	9,4					Verbindungslot Gu�legierungen
Jenalot 750	750	gelb	73,2		1,8			10,6	3,0	11,4					Nach-Brand-Lot LFC-Legierungen Nach-Brand-Lot Verbindungslot Gu�legierungen
Jenalot 710	710	hellgelb	50,0	1,0				27,5	5,1	14,0		2,3	0,1		Nach-Brand-Lot LFC-Legierungen Nach-Brand-Lot Verbindungslot Gu�legierungen
Jenadentlot 1120	1140	wei�	70,4	9,7				17,5	0,4	1,0		1,0			Vor-Brand-Lot
Jenadentlot 1060	1060	wei�	71,9	12,0		0,1		5,0	8,0	2,0		1,0			Vor-Brand-Lot

Jenadentlot 1040	1050	gelb	79,0		3,0	0,1		16,6		1,3					Vor-Brand-Lot
Jenadentlot 1030	1060	gelb	72,0	7,6				16,0	1,6	2,8					Vor-Brand-Lot
Stahlgoldlot 930	930	weiß	79,8							4,4				15,8	Verbindungslot NEM/EM-Legierungen

Stand f: 01.10.2019